

Sigurno i sterilno

Bušenje uha

Dostupno ovdje

Sigurno i sterilno bušenje uha u medicinsko-higijenskim uvjetima

Ovo su svojstva naših medicinskih naušnica:

- Izuzetno tanke iglice za najnježnije bušenje ušiju
- Invernessov instrument za bušenje ušiju izrazito je tih
- Potpuno zatvorene i sterilne medicinske naušnice
- 'Safety back' sistem – čepić za zaštitu od ispadanja, zbog čijeg je oblika, oštri vrh medicinske naušnice u potpunosti izoliran, te ne dopušta prečvrsto prijanjanje uz uho što pridonosi bržem i bezbolnijem zacjeljivanju



Sterilno bušenje
Spremište za naušnice

***Sigurno* bušenje vaših ušiju**

"Inverness" je jedino bušenje uha koje se odvija u posve zaštićenim uvjetima i sterilnim spremištima koje štiti proces bušenja od svih mogućih izlaganja vanjskim utjecajima prije samog bušenja.

Educirani smo za najbolje i najnježnije iskustvo bušenje uha.

Naši suradnici educirani su za bušenje ušiju kod djece i odraslih.



Manualni alat za bušenje ušiju



Bušenje ušiju je **BESPLATNO** uz kupnju svake medicinske naušnice*

inverness[®]
Safe & Gentle Ear Piercing

Potražite nas na svim prodajnim mjestima:

ARGENTUM

SAVJETI O NJEZI UŠIJU NAKON BUŠENJA

Period zacjeljivanja

Probušili ste uši i što sad? Prilažemo korisni grafikon koji će Vam pomoći kroz period zacjeljivanja.

BUŠENJE UŠNE RESICE: Držite medicinske naušnice u ušima sljedećih 6-8 tjedana



PODSJETNIK



BOL, CRVENILO I OTICANJE NISU NORMALNI SIMPTOMI NAKON BUŠENJA UHA/UŠIJU TE MOGU DOVESTI DO INFEKCIJE. AKO SE BOL, CRVENILO ILI OTICANJE POJAVE U BILO KOJEM TRENUTKU 24H OD BUŠENJA, UKLONITE NAUŠNICE I POSJETITE DOKTORA U ŠTO KRAĆEM ROKU.

Savjeti za zacjeljivanje

Probušili ste uši i što sad? Ove upute pomoći će Vam u periodu zacjeljivanja.



HIGIJENA

Uvijek temeljito operite ruke prije doticanja ušiju ili medicinskih naušnica.



DEZINFEKCIJA

Prilikom dezinfekcije nježno pomičite naušnicu naprijed i nazad kako bi antiseptičko sredstvo doprijelo do rupica.



ROTACIJA

Nježno rotirajte medicinske naušnice barem tri puta dnevno, idealno nakon što ste nanijeli antiseptičko sredstvo.



OPREZ SA ČEŠLJANJEM

Budite posebno pažljivi dok češljate kosu kako ne biste češljem zahvatili naušnicu.



ZAŠTITA

Izbjegavajte iritaciju probušenog područja proizvodima kao što su sprej za kosu, šampon, sapun, parfem ili kozmetika. Nakon korištenja navedenih proizvoda očistite ranice antiseptikom.



TOPLO VRIJEME

Zaštitite probušeno mjesto od sunca nošenjem šešira sa širokim obodom. Izbjegavajte nanošenje kreme za sunčanje na probušeni dio uha, a ukoliko dođe u doticaj s proizvodom, očistite područje vodom i zatim nanesite antiseptičko sredstvo.



VJEŽBANJE

Sportaši: Prilikom vježbanja zaštitite probušene uši flasterom ili taping trakom.